



LINHA - SWAB

SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

REG MS/ANVISA 80633180001

A linha **SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS - GLOBAL SWAB** compreende swabs estéreis e prontos para uso, destinados a coletar amostras clínicas para realização de exames microbiológicos, garantindo amostragem confiável dos espécimes biológicos. A amostra coletada deve ser colocada em um tubo de cultura com meio de transporte adequado (não fornecido) e ser levada ao laboratório com rapidez, para posterior cultivo em meios de isolamento idôneos.

Apresentação:

O produto "Swab estéril para coleta de amostras" é formado por uma haste plástica, de madeira ou metálica de 150mm de comprimento, com algodão / rayon enrolado na ponta da haste de modo firme. O produto é apresentado em embalagem unitária termoselada e é esterilizado por radiação gama, estando pronto para uso.

Modelo	Haste	Ponta
GR-01	Plástica	100% Rayon
GS-01	Plástica	60% Rayon 40% Algodão
GR-03	Metálica	100% Rayon
GS-03	Metálica	60% Rayon 40% Algodão





LINHA - SWAB

SWAB ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

Finalidade:

Produto para "uso em diagnóstico in vitro", utilizado para coleta de amostras para exames microbiológicos.

Instruções De Uso:

- Verificar a integridade da embalagem e prazo de validade;
- Abrir o invólucro individual de modo asséptico, no momento do uso;
- Remover o swab, realizar a coleta do material biológico e fazer a transferência da mesma;
- Proceder o processamento da amostra de acordo com o protocolo do laboratório.
- Após ser utilizado no exame laboratorial, o swab deve ser descartado em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Estocagem e Transporte:

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original a temperatura de 4°C a 35°C. Para fins de transporte o produto pode ser mantido em temperatura de 40°C.

Validade:

O produto tem validade de 02 anos a contar da data de fabricação, quando mantido em condições ideais.

Precauções:

- Não utilizar o material se o invólucro individual estiver violado.
- Respeitar o prazo de validade.
- Manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado e em local especificado para os mesmos.
- Após ser utilizado no exame laboratorial, o swab deve ser descartado em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Descarte:

Descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

