

FOTÔMETRO!

ESCOLHA PELO CÓDIGO!
UM EQUIPAMENTO
PARA CADA OBJETIVO.

GT-FC1imp
Testável: K, Na, Li, Ca, Ba.

GT-FC5imp
Testável: K, Na.

GT-FC2imp
Testável: K, Na, Li, Ca.



Modo De
Operação:
Tela sensível
ao toque
colorida de 7
polegadas.

Resultado
em <8s.

Captação de
amostras:
<6ml/min.

Impressora
térmica
incorporada

Reprodutibili-
dade: <3% de
coeficiente de
variação para
7 amostras con-
secutivas.

Estabilidade:
<3% em 15
segundos de
aspiração
contínua.

Conexão:
USB.

Combustível:
Gás Liquefeito
de Propano
(GLP).

Vtagem:
220V.